

様式 6-2

平成 22年 3月 16日

お取引先様各位

## 「ソフトコンタクトレンズの適切な管理について」のお知らせ

株式会社シンシア

謹啓

平素は弊社医療機器に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、厚労省から「ソフトコンタクトレンズの適切な管理について」の医薬品・医療機器等安全性情報が発出されましたので、ご案内いたします。

皆様におかれましては、情報の趣旨をご理解のうえ、今後ともコンタクトレンズの安全使用にご尽力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

情報：「医薬品・医療機器等安全性情報」（No. 266, 2010年2月24日付）

[http://www.info.pmda.go.jp/iyaku\\_anzen/file/PMDSI266.pdf#page=3](http://www.info.pmda.go.jp/iyaku_anzen/file/PMDSI266.pdf#page=3)

情報内容：「ソフトコンタクトレンズの適切な管理について」

内容概要：ソフトコンタクトレンズの消毒に用いられる消毒剤は、そのものだけではアカントアメーバを完全には消毒できず、正しくこすり洗いすることで消毒効果が発揮されます。

アカントアメーバによる角膜感染症等の発症を防止するためには、コンタクトレンズを正しく使用することが重要と考えられるため、使用する方に十分に御説明くださるようお願いいたします。

参考資料：別紙の通り

【お問い合わせ先】

株式会社シンシア 薬務部 野口 小川

TEL：03-5695-7470

FAX：03-5695-7465